

Fiche méthodologique :
Réaliser une préparation microscopique

Attention :

L'objet à observer doit être très mince car il doit être traversé par la lumière du microscope pour être visible.

- 1- Verser une goutte de liquide (eau ou colorant) au centre de la lame de verre
- 2- Déposer, à l'aide d'une pince, l'objet à observer dans la goutte de liquide
- 3- Recouvrir l'objet d'une lamelle de verre en l'inclinant délicatement
- 4- Vérifier la qualité de la préparation : pas d'eau autour de la lamelle, pas de bulle d'air emprisonnée sous la lamelle

