

Grille d'évaluation : Utilisation du microscope

L'élève a demandé à une tierce personne de :		Séances			
MISE EN PLACE	1 - Placer le microscope dans la bonne position				
	2 - Brancher le microscope				
	3 - Allumer le microscope				
	4 - Placer la lame sur la platine				
	5 - Fixer la lame avec les valets				
REGLAGES (netteté, luminosité et grossissement)	6 - Tourner les objectifs et sélectionner le plus petit				
	7 - Placer l'œil sur l'oculaire et régler la luminosité				
	8 - Tourner la grosse vis pour rapprocher ou éloigner la lame de l'objectif				
	9 - Tourner la petite vis pour avoir une image plus précise				
	10 - S'arrêter lorsque l'image est nette				
	11 - Déplacer la lame pour trouver une zone à observer pertinente				
	12 - Sélectionner un objectif plus gros si besoin				
RANGEMENT	13 - Enlever la lame de la platine				
	14 - Eteindre le microscope				
	15 - Ranger la prise				
	16 - Remettre la protection du microscope				
Si la mise au point est dérégulée, l'élève est capable de retrouver les bonnes procédures					
Note /20					